

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU**REGULAMIN PRODUKTU Zintegrowany System Medyczny AlleRad w module :: Exhibeon**

Nazwa handlowa Produktu:	Zintegrowany System Medyczny AlleRad w module :: Exhibeon
Nazwa i dane wytwórcy:	Pixel Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piękna 1, 95-558 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000625376, NIP: 7271010965, REGON: 471043763, wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 złotych.
Informacje niezbędne do identyfikacji Produktu. Przewidziane zastosowanie Produktu:	Exhibeon jest przeznaczony do następujących zastosowań: 1. Diagnostyka radiologiczna - moduł umożliwia szybki i efektywny dostęp do obrazów diagnostycznych, ich przeglądanie i analizowanie. 2. Praktyka kliniczna - moduł pozwala na przeglądanie obrazów referencyjnych przez lekarzy klinicystów w procesie podejmowania decyzji diagnostycznych. 3. Teleradiologia - moduł umożliwia zdalny dostęp do badań obrazowych, co jest szczególnie ważne w przypadku konsultacji między szpitalami lub w sytuacjach, gdy lekarz pracuje zdalnie. 4. Analiza obrazów medycznych - aplikacja wspiera zaawansowane techniki analizy obrazów, w tym rekonstrukcje 3D, co jest przydatne w złożonych przypadkach wymagających szczegółowej analizy anatomicznej. 5. Opisywanie badań - dzięki integracji z serwerami szpitalnymi, Exhibeon umożliwia lekarzom opisywanie badań bez konieczności przysyłania plików DICOM, co znacząco przyspiesza proces diagnostyczny. 6. Wsparcie protokołów DICOM 3.0 - moduł współpracuje z urządzeniami medycznymi wspierającymi protokoły DICOM 3.0, co zapewnia szeroką kompatybilność i integrację z istniejącą infrastrukturą medyczną
Wymogi techniczne Potrzebne do skorzystania z Produktu (obsługi Produktu):	Komputer typu PC z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11. Minimalna konfiguracja: • Procesor: Core i3 (min. 9. generacji), • Pamięć RAM: 16 GB, • Wolna przestrzeń dyskowa: 5 GB SSD + wolna przestrzeń na badania, • Ekran: Full HD 1920x1080, • Paleta barw: 64 bity kolorów.
Szczególne zalecenia eksploatacyjne:	Zalecana konfiguracja: • Procesor: Intel Core i5 (min. 9. generacji), • Pamięć RAM: 32 GB, • Wolna przestrzeń dyskowa: 5 GB SSD + wolna przestrzeń na badania, • Ekran: Full HD 1920x1080, • Paleta barw: 64 bity kolorów.
Numer seryjny Produktu:	(20)4.7.7
Nośnik kodu UDI:	(01)59033172980524
Termin bezpiecznego używania lub bezpiecznej implantacji Produktu (lub data produkcji):	nie dotyczy

Ostrzeżenie:	Powyższy produkt jest wyrobem medycznym. Należy używać go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Informacje o koniecznych środkach ostrożności:	Wskazania Analiza obrazów radiologicznych w celu diagnozowania urazów, chorób i innych stanów medycznych. Wykorzystanie obrazów radiologicznych do podejmowania decyzji dotyczących dalszego postępowania medycznego. Monitorowanie postępów leczenia poprzez porównywanie obrazów medycznych wykonanych w zadanych odstępach czasowych. Przeciwwskazania Brak przeciwwskazań do stosowania ze względu na przewidziane zastosowanie modułu.
Informacje o ryzyku (jeśli istnieje):	Ostrzeżenia Oprogramowanie Exhibeon może być używane wyłącznie przez profesjonalnego użytkownika po odbyciu dedykowanego szkolenia w formie online lub offline. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności z wykorzystaniem modułu Exhibeon należy zapoznać się z instrukcją używania. W przypadku analizy obrazów medycznych przeprowadzanych z wykorzystaniem oprogramowania modułu Exhibeon wymagane jest używanie monitorów diagnostycznych zgodnych z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej.
Instrukcja użytkowania oraz data jej wydania lub ostatniej aktualizacji:	Instrukcja dostępna z poziomu aplikacji pod przyciskiem F1 instrukcja Nr wydania 4.0 obowiązuje od: 31.07.2024